



Бланк на фотовывод

Уважаемые клиенты!
Убедительная просьба ознакомиться
и следовать нашим техническим требованиям

тел./факс: **739-11-00**

www.printoffice.ru

Организация, физическое лицо

Ф.И.О. ответственного лица

Телефон e-mail

Носители Распечатка: есть нет

Папка/файлы Платформа: Mac PC

Префлайт-работы

Спуск полос

Дополнительные работы:

Параметры вывода

Верстка: Mac PC

PostScript **PDF**

цветоделеные

КОМПОЗИТНЫЕ

Обрезной формат

Количество полос копий

Красочность Cyan Magenta Yellow Black Grayscale

Дополнительные цвета

Линиатура 100 150 175 200 другое

Выводить негатив позитив

Эмульсия вверх вниз

Типографские метки: обрезные метки, контрольные шкалы, приводные кресты
делать уже есть

Black Overprint делать уже есть

Примечания:

Параметры цветопробы

Тип цветопробы

Аналоговая цветопроба
DUPONT Cromalin
A4 A2
A3

Цифровая цветопроба
AGFA Grand Sherpa 50
A4 A2
A3 A1
другое

Кол-во цветопроб

Примечания:

При отсутствии ваших указаний вывод осуществляется со следующими параметрами:
150 lpi; эмульсия вниз; позитив; в четыре краски (CMYK); black overprint.
Остальные параметры не отслеживаются.



Бланк на фотовывод

Уважаемые клиенты!
Убедительная просьба ознакомиться
и следовать нашим техническим требованиям

тел./факс: **739-11-00**

www.printoffice.ru

Организация, физическое лицо

Ф.И.О. ответственного лица

Телефон e-mail

Носители Распечатка: есть нет

Папка/файлы Платформа: Mac PC

Префлайт-работы

Спуск полос

Дополнительные работы:

Параметры вывода

Верстка: Mac PC

PostScript **PDF**

цветоделеные

КОМПОЗИТНЫЕ

Обрезной формат

Количество полос копий

Красочность Cyan Magenta Yellow Black Grayscale

Дополнительные цвета

Линиатура 100 150 175 200 другое

Выводить негатив позитив

Эмульсия вверх вниз

Типографские метки: обрезные метки, контрольные шкалы, приводные кресты
делать уже есть

Black Overprint делать уже есть

Примечания:

Параметры цветопробы

Тип цветопробы

Аналоговая цветопроба
DUPONT Cromalin
A4 A2
A3

Цифровая цветопроба
AGFA Grand Sherpa 50
A4 A2
A3 A1
другое

Кол-во цветопроб

Примечания:

При отсутствии ваших указаний вывод осуществляется со следующими параметрами:
150 lpi; эмульсия вниз; позитив; в четыре краски (CMYK); black overprint.
Остальные параметры не отслеживаются.